

# Glutolin TA Tapetenablöser

**Anwendungsbereich:**

Glutolin TA löst schnell, sicher und problemlos mehrfach überstrichene Raufaser, kunststoffbeschichtete oder waschbeständige Tapeten sowie andere schwer entfernbare Tapeten.

**Eigenschaften:**

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside,  
Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: 7-8

**Verarbeitung:**

250 ml Glutolin TA Tapetenablöser in 5 Liter Wasser einrühren. Zum Entfernen leichter Tapeten die doppelte Wassermenge verwenden. Lösung gleichmäßig satt auftragen und bis zu 20 Minuten einwirken lassen. Bei schweren oder waschbeständigen Tapeten den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Wasserundurchlässige Anstriche und Beschichtungen von Tapeten mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier zuvor aufrauen, damit die Lösung eindringt. Durchweichte Tapeten ablösen. Für die Neutapezierung empfehlen wir Glutolin-Kleister und -Kleber.

**Hinweise:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen.

**Medizinische Notrufnummer:**

**+49 (0) 551 / 1 92 40**

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.glutolin.de](http://www.glutolin.de) oder unter [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de).

**Lagerung und Entsorgung:**

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 07 06 01 entsorgen.

| Artikel-Nr.: | EAN           | Gebindegröße    |
|--------------|---------------|-----------------|
| 064024074    | 4044899640240 | 250 ml (I/D/EL) |
| 064035074    | 4044899640356 | 1 l (D/F/I/NL)  |
| 064006074    | 4044899640066 | 5 l (D/F)       |

**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.